

# COMMENT PORTER, ENLEVER ET JETER LE MASQUE


## PORTER LE MASQUE

1




Nettoyez vos mains avec de l'eau et du savon ou avec la solution hydro-alcoolique avant de toucher le masque.

2



Vérifiez que le masque est propre et n'a pas de trous ou de tâches.

3



Étirez le masque en positionnant le côté coloré vers l'extérieur.

4



Assurez-vous que le masque couvre le nez, la bouche et le menton.

5



Pincez le support souple pour qu'il prenne la forme du nez.

## RETIRER ET JETER LE MASQUE

1



Nettoyez vos mains avec de l'eau et du savon ou avec la solution hydro-alcoolique avant de toucher le masque.

2



Évitez de toucher la face avant du masque qui est contaminée.

3



Prendre et retirer l'élastique derrière les oreilles. Retirer le masque.

4



Jetez le masque dans la poubelle.

5



Nettoyez vos mains avec de l'eau et du savon ou avec la solution hydro-alcoolique avant de toucher d'autres objets.